


## راهنمای استفاده از ساعت مچی ضد خر و پف Dr. Sleep ارایه شده توسط میهن استور



- سریع ترین درمان خروپف بدون عوارض
- خواب راحت بدون هیچگونه احساس مزاحمت
- دارای سامانه ی دیجیتال هوشمند و سازگار با لگنومی بدن انسان



ساعت مچی ضد خر و پف دکتر اسلیپ بهترین و سریع ترین درمان خر و پف در هنگام خواب است. استفاده از این دستگاه فوق العاده آسان بوده و کافیسیت مراحل زیر را به کار برید تا به آسانی مشکل خر و پف شما حل گشته و از خوابی راحت بهره مند شوید.

### ۳ ساعت را به دست کرده و تمام!



می توانید قبل از به خواب رفتن شدت آن را با زدن دکمه بر روی آن تست نمایید حال می توانید با در دست داشتن ساعت به خواب روید و از خر و پف در امان باشید

۲ درجه دستگاه را متناسب با عمق خواب خود از ۱ تا ۷ تنظیم نمایید که خواب سبکتر متناسب با درجه کمتر و خواب سنگین تر متناسب با درجه بیشتر خواهد بود.



تنظیم درجه شدت از ۱ تا ۷ متناسب با عمق خواب

این بسته شامل ساعت ضد خر و پف و یک پیچ گشتی کوچک برای تعویض باتری و دو پد مخصوص تماس است. برای استفاده این دستگاه :

۱ یکی از بسته های پد های تماسی موجود را باز نموده و پد های مخصوص را مطابق شکل به ساعت نصب نمایید.

